



Especificaciones del producto
S-Monovette® , VSG, 2 ml, cierre violeta, (LxØ): 66 x 11 mm, con etiqueta de plástico

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	05.1079
Descripción del artículo	S-Monovette® , VSG, 4NC, preparación: Citrato 4NC, volumen nominal: 2 ml, (LxØ) con tapón: 82 x 11 mm, con etiqueta de plástico, etiqueta/impresión: transparente/violeta, cierre violeta, código de color EU, estéril, 50 unidades/caja

Características del producto

Tipo de extracción	venosa
Tipo de preparación	Citrato 4NC
Concentración de la preparación	0,106 mol/l
Código de color	EU
Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Color impresión/etiqueta	transparente/violeta
Graduación	escala nominal
Tapón	tapón roscado con membrana
Tipo de cierre	tapón de rosca
Ámbito de aplicación	VSG

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® , VSG, 2 ml, cierre violeta, (LxØ): 66
x 11 mm, con etiqueta de plástico

Página 2

Indicado para Sediplus® S 100

Dimensiones

Volumen nominal 2 ml
Diámetro 11 mm
Longitud incluido el tapón 82 mm
Longitud sin tapón 66 mm
Longitud con tapón y émbolo 103 mm

Material y colores

Color del producto transparente
Material de cierre Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre violeta
Material de la membrana goma
Material del tubo Polipropileno (PP)
Material del pistón Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Material del émbolo Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Cumple el requisito IATA, ADR
Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Estándar de pureza estéril
Esterilización Irradiación con electrones
Con lotes sí

Presentación

Pedido mínimo 500
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 50
unidades / caja 500
unidades / pallet 56000
Profundidad caja interior 145 mm
Ancho de la caja interior 108 mm
Altura de la caja interior 63 mm
Profundidad de la caja 333 mm
Ancho de la caja 303 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
S-Monovette® , VSG, 2 ml, cierre violeta, (LxØ): 66
x 11 mm, con etiqueta de plástico

Página 3

Altura de la caja	125 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.004 kg
Peso de la caja	2.56 kg
EAN de la caja interna	4038917085298
EAN de la caja	4038917003995

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-17

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT