



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1996.062
Descripción del artículo	Pipeta VSG, con escala impresa y manguito del émbolo montado, con impresión

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
---------------------	---------------

Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	CE
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	100
unidades / caja	1000
unidades / pallet	42000
Profundidad caja interior	233 mm
Ancho de la caja interior	164 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Pipeta VSG, con impresión

Página 2

Altura de la caja interior	76 mm
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	338 mm
Altura de la caja	250 mm
Volumen de la caja	0.0328 cbm
Peso del producto	0.0076 kg
Peso de la caja	8.61 kg
EAN de la caja interna	4038917135047
EAN de la caja	4038917025966

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-09-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT