



Descripción del artículo

Número de pedido 90.1090
Descripción del artículo Gradilla VSG, adecuada para S-Sedivette® , 10 puestos de medición

Características del producto

Indicado para S-Sedivette®
Número de posiciones 10

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE CE
Con lotes sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 1 |
| unidades / caja | 16 |
| unidades / pallet | 320 |
| Profundidad de la caja | 598 mm |
| Ancho de la caja | 398 mm |
| Altura de la caja | 350 mm |
| Volumen de la caja | 0.0833 cbm |
| Peso del producto | 0.6018 kg |
| Peso de la caja | 11.75 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917085304 |
| EAN de la caja | 4038917004008 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

