



Descripción del artículo

Número de pedido	92.180.610
Descripción del artículo	Rotor de placas, para 23 tubos Ø 8-12 mm, para SARMIX® M 2000, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	SARMIX® M 2000
Capacidad de almacenamiento	23

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	10
unidades / pallet	10

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Rotor de placas, para 23 tubos Ø 8-12 mm, para
SARMIX® M 2000

Página 2

Volumen de la caja	0.0122 cbm
Peso del producto	0.1809 kg
Peso de la caja	2.01 kg
EAN de la caja interna	4038917101981
EAN de la caja	4038917075749

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT