



Descripción del artículo

Número de pedido	92.180.612
Descripción del artículo	Rotor de bloque, para 40 tubos de Ø hasta 11,5 mm, para SARMIX® M 2000, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para	SARMIX® M 2000
Capacidad de almacenamiento	40

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	10
unidades / pallet	10

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Rotor de bloque, para 40 tubos de Ø hasta 11,5 mm, para SARMIX® M 2000

Página 2

Profundidad de la caja	350 mm
Ancho de la caja	240 mm
Altura de la caja	150 mm
Volumen de la caja	0.0126 cbm
Peso del producto	0.1509 kg
Peso de la caja	1.71 kg
EAN de la caja interna	4038917102001
EAN de la caja	4038917075763

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT