



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1197
Descripción del artículo	Bolsa para destrucción, volumen de llenado: 2 l, (LxAn): 300 x 200 mm, material: PP, transparente, grosor lámina: 50 µm, esterilizable en autoclave hasta 134 °C, sin impresión, 100 unidades/donante

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	sin impresión
Impermeable	sí
Autoclavable (máx. °C)	134 °C

Dimensiones

Ancho del producto	200 mm
Longitud del producto	300 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Bolsa para destrucción, 2 l, (LxAn): 300 x 200 mm,
PP, transparente, sin impresión

Página 2

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Libre de látex sí
Ficha de seguridad no
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1000
Tipo de embalaje donante
unidades / caja interna 100
unidades / caja 1000
unidades / pallet 63000
Profundidad caja interior 73 mm
Ancho de la caja interior 73 mm
Altura de la caja interior 211 mm
Profundidad de la caja 388 mm
Ancho de la caja 253 mm
Altura de la caja 165 mm
Volumen de la caja 0.0162 cbm
Peso del producto 0.0056 kg
Peso de la caja 6.1 kg
EAN de la caja interna 4038917085717
EAN de la caja 4038917004343

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT