



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	86.1198
Descripción del artículo	Bolsa para destrucción, volumen de llenado: 7 l, (LxAn): 500 x 300 mm, material: PP, transparente, grosor lámina: 50 µm, esterilizable en autoclave hasta 134 °C, sin impresión, 50 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	sin impresión
Impermeable	sí
Autoclavable (máx. °C)	134 °C

### **Dimensiones**

Ancho del producto	300 mm
Longitud del producto	500 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Bolsa para destrucción, 7 l, (LxAn): 500 x 300 mm,**  
**PP, transparente, sin impresión**

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Libre de látex sí  
Ficha de seguridad no  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo 500  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 500  
unidades / pallet 48000  
Profundidad de la caja 348 mm  
Ancho de la caja 278 mm  
Altura de la caja 140 mm  
Volumen de la caja 0.0135 cbm  
Peso del producto 0.0135 kg  
Peso de la caja 7 kg  
EAN de la caja interna 4038917085724  
EAN de la caja 4038917004350

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

