



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	86.1200
Descripción del artículo	Bolsa para destrucción, volumen de llenado: 40 l, (LxAn): 780 x 600 mm, material: PP, transparente, grosor lámina: 50 µm, esterilizable en autoclave hasta 134 °C, sin impresión, 50 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	sin impresión
Impermeable	sí
Autoclavable (máx. °C)	134 °C

### **Dimensiones**

Ancho del producto	600 mm
Longitud del producto	780 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Bolsa para destrucción, 40 l, (LxAn): 780 x 600 mm, PP, transparente, sin impresión**

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Libre de látex sí  
Ficha de seguridad no  
Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo 250  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 50  
unidades / caja 250  
unidades / pallet 7000  
Profundidad de la caja 288 mm  
Ancho de la caja 115 mm  
Altura de la caja 623 mm  
Volumen de la caja 0.0206 cbm  
Peso del producto 0.0415 kg  
Peso de la caja 10.76 kg  
EAN de la caja interna 4038917085748  
EAN de la caja 4038917004374

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

