



## Descripción del artículo

Número de pedido	86.1201.103
Descripción del artículo	Bolsa para destrucción, volumen de llenado: 7 l, (LxAn): 500 x 300 mm, material: PP, amarillo, grosor lámina: 50 µm, esterilizable en autoclave hasta 134 °C, con impresión, impresión Riesgo biológico, etiqueta/impresión: azul, 50 unidades/bolsa

## Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	azul
Impermeable	sí
Autoclavable (máx. °C)	134 °C

## Dimensiones

Ancho del producto	300 mm
Longitud del producto	500 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	amarillo

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Libre de látex	sí
Ficha de seguridad	no
Con lotes	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	48000
Profundidad de la caja	348 mm
Ancho de la caja	278 mm
Altura de la caja	140 mm
Volumen de la caja	0.0135 cbm
Peso del producto	0.0141 kg
Peso de la caja	7.3 kg
EAN de la caja interna	4038917160414
EAN de la caja	4038917160407

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

