



Especificaciones del producto
Bolsa para destrucción, 40 l, (LxAn): 780 x 600 mm, PP, transparente, con impresión Riesgo biológico

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1203
Descripción del artículo	Bolsa para destrucción, volumen de llenado: 40 l, (LxAn): 780 x 600 mm, material: PP, transparente, grosor lámina: 50 µm, esterilizable en autoclave hasta 134 °C, con impresión, impresión Riesgo biológico, etiqueta/impresión: rojo, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	rojo
Impermeable	sí
Autoclavable (máx. °C)	134 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Bolsa para destrucción, 40 l, (LxAn): 780 x 600 mm, PP, transparente, con impresión Riesgo biológico

Dimensiones

Ancho del producto 600 mm
Longitud del producto 780 mm

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Libre de látex sí
Ficha de seguridad no
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 250
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 250
unidades / pallet 6000
Profundidad de la caja 290 mm
Ancho de la caja 110 mm
Altura de la caja 630 mm
Volumen de la caja 0.0201 cbm
Peso del producto 0.0415 kg
Peso de la caja 10.76 kg
EAN de la caja interna 4038917085779
EAN de la caja 4038917004404

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

