



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1203.103
Descripción del artículo	Bolsa para destrucción, volumen de llenado: 40 l, (LxAn): 780 x 600 mm, material: PP, amarillo, grosor lámina: 50 µm, esterilizable en autoclave hasta 134 °C, con impresión, etiqueta/impresión: azul, 50 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con impresión
Color impresión/etiqueta	azul
Impermeable	sí
Autoclavable (máx. °C)	134 °C

Dimensiones

Ancho del producto	600 mm
Longitud del producto	780 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Bolsa para destrucción, 40 l, (LxAn): 780 x 600 mm, PP, amarillo, con impresión

Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)
Color del producto amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Libre de látex sí
Ficha de seguridad no
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 250
Tipo de embalaje bolsa
unidades / caja interna 50
unidades / caja 250
unidades / pallet 7000
Profundidad de la caja 623 mm
Ancho de la caja 288 mm
Altura de la caja 115 mm
Volumen de la caja 0.0206 cbm
Peso del producto 0.0415 kg
Peso de la caja 10.7 kg
EAN de la caja interna 4038917126649
EAN de la caja 4038917020732

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

