



Especificaciones del producto
Soporte de sobremesa, para bolsa para destrucción 300 x 200 mm (ref. 86.1197), resina de epóxido, blanco



Descripción del artículo

Número de pedido 95.1297
Descripción del artículo Soporte de sobremesa, para bolsa para destrucción 300 x 200 mm (ref. 86.1197), material: resina de epóxido, blanco, (AlxØ Nivel1/Ø Nivel2): 250 x 155/125 mm, incl. envase dosificador con 100 bolsa, 1 unidades/caja

Características del producto

Indicado para bolsa para destrucción 300 x 200 mm (ref. 86.1197)
Accesorios geeignet für Vernichtungsbeutel 200 x 300 mm (Artikel-Nr. 86.1197)

Dimensiones

Altura del producto 250 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Soporte de sobremesa, para bolsa para destrucción 300 x 200 mm (ref. 86.1197), resina de epóxido, blanco

Material y colores

Material del producto resina de epóxido
Color del producto blanco

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Libre de látex sí
Ficha de seguridad no
Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo 1
Tipo de embalaje caja
unidades / caja interna 1
unidades / caja 1
unidades / pallet 108
Profundidad caja interior 73 mm
Ancho de la caja interior 73 mm
Altura de la caja interior 211 mm
Profundidad de la caja 308 mm
Ancho de la caja 223 mm
Altura de la caja 195 mm
Volumen de la caja 0.0134 cbm
Peso del producto 0.658 kg
Peso de la caja 0.88 kg
EAN de la caja interna 4038917086073
EAN de la caja 4038917004664

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

