



Descripción del artículo

Número de pedido	82.1969.002
Descripción del artículo	Deep Well MegaBlock® , 96 pocillo, 0,5 ml, fondo redondo, libre de ADN/ADNasa/ARNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, material: PP, estándar SLAS, Cavidades redondas, 7 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	lámina
Versión	estándar SLAS
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de muestras diagnósticas
Forma del fondo	fondo redondo
Número de pocillos	96
Volumen de trabajo	1 µl - 0,5 ml
Centrifugación máx (ACR)	2000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min
Autoclavable (máx. °C)	121 °C

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Deep Well MegaBlock® , 0,5 ml, libre de ADN/ADNasa/ARNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, PP

Dimensiones

Volumen nominal	0.5 ml
Diámetro	7.2 mm
Ancho del producto	85.1 mm
Altura del producto	28.5 mm
Longitud del producto	127.3 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	libre de ADN/ADNasa/ARNasa, libre de pirógenos/endotoxinas
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	56
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	7
unidades / caja	56
unidades / pallet	4480
Volumen de la caja	0.0181 cbm
Peso del producto	0.057 kg
Peso de la caja	3.74 kg
EAN de la caja interna	4038917346320
EAN de la caja	4038917346313

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

