



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	82.1970.002
Descripción del artículo	Deep Well MegaBlock® , 96 pocillo, 1,2 ml, fondo redondo, libre de ADN/ADNasa/ARNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, material: PS, estándar SLAS, Cavidades redondas, 4 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tipo de cierre	lámina
Versión	estándar SLAS
Ámbito de aplicación	recogida y conservación de muestras diagnósticas
Forma del fondo	fondo redondo
Número de pocillos	96
Volumen de trabajo	1 µl - 1,2 ml
Centrifugación máx (ACR)	2000 x g
Temperatura de centrifugación	22
Tiempo de centrifugación	5 Min

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Deep Well MegaBlock® , 1,2 ml, libre de ADN/ADNasa/ARNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, PS**

**Dimensiones**

Volumen nominal	1.2 ml
Diámetro	7.13 mm
Ancho del producto	85 mm
Altura del producto	41 mm
Longitud del producto	127 mm

**Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	libre de ADN/ADNasa/ARNasa, libre de pirógenos/endotoxinas
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	32
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	32
unidades / caja	32
unidades / pallet	2048
Profundidad de la caja	380 mm
Ancho de la caja	280 mm
Altura de la caja	200 mm
Volumen de la caja	0.0213 cbm
Peso del producto	0.1053 kg
Peso de la caja	3.85 kg
EAN de la caja interna	4038917134835
EAN de la caja	4038917042024

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

