



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	82.1581.001
Descripción del artículo	Placa microtest, 96 pocillo, tapa superior encajada, fondo plano, tapa montado, material: PS, transparente, libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril, 1 unidades/blíster

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Tipo de cierre	tapa superior encajada
Forma del fondo	fondo plano
Número de pocillos	96
Tipo de recipiente	Placa

### **Dimensiones**

Volumen máx.	390 $\mu$ l
Ancho del producto	85.2 mm
Altura del producto	16.55 mm
Longitud del producto	127.8 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Placa microtest, 96 pocillo, tapa superior encajada, fondo plano, PS, transparente**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Poliestireno (PS)  
Color del producto transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Estándar de pureza libre de ADN/DNasa/RNasa, libre de pirógenos/endotoxinas, no citotóxico, estéril  
Esterilización Irradiación gamma  
Con lotes sí

**Presentación**

Pedido mínimo 50  
Tipo de embalaje blíster  
unidades / caja interna 1  
unidades / caja 50  
unidades / pallet 3200  
Profundidad de la caja 332 mm  
Ancho de la caja 297 mm  
Altura de la caja 215 mm  
Volumen de la caja 0.0212 cbm  
Peso del producto 0.0568 kg  
Peso de la caja 3.54 kg  
EAN de la caja interna 4038917131056  
EAN de la caja 4038917347952

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**