



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 71.9923.210 |
| Descripción del artículo | Bandeja de pesaje, 250 ml, (LxAn): 128 x 128 mm, material: PVC, blanco, 100 unidades/bolsa |

Dimensiones

| | |
|-----------------------|--------|
| Volumen nominal | 250 ml |
| Volumen máx. | 300 ml |
| Ancho del producto | 128 mm |
| Longitud del producto | 128 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Material del producto | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Color del producto | blanco |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes sí

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1000 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 100 |
| unidades / caja | 1000 |
| unidades / pallet | 28000 |
| Profundidad de la caja | 458 mm |
| Ancho de la caja | 373 mm |
| Altura de la caja | 238 mm |
| Volumen de la caja | 0.0407 cbm |
| Peso del producto | 0.005 kg |
| Peso de la caja | 5.6 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917153645 |
| EAN de la caja | 4038917038225 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

