



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	81.970
Descripción del artículo	Espátula agitadora, longitud: 120 mm, material: PP, blanco, 1.000 unidades/bolsa

### **Dimensiones**

Diámetro	3 mm
Longitud del producto	120 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	blanco

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Libre de látex	sí
Ficha de seguridad	no
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	10000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1000
unidades / caja	10000
unidades / pallet	400000
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0182 cbm
Peso del producto	0.0006 kg
Peso de la caja	6.23 kg
EAN de la caja interna	4038917269186
EAN de la caja	4038917003506

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

