



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	86.290
Descripción del artículo	Colector de líquido tisular, longitud: 112 mm, material: PP, tubo 75 x 13 mm con recipiente embudo, embudo: HD-PE, para la obtención de jugo de carne para el diagnóstico de salmonellas, 250 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Versión	tubo 75 x 13 mm con recipiente embudo
Ámbito de aplicación	para la obtención de jugo de carne para el diagnóstico de salmonellas

### **Dimensiones**

Diámetro de la abertura	40 mm
Longitud del producto	112 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Colector de líquido tisular, longitud: 112 mm, PP,  
tubo 75 x 13 mm con recipiente embudo**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto Polipropileno (PP)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Libre de látex sí

Ficha de seguridad no

Con lotes no

**Presentación**

Pedido mínimo 500

Tipo de embalaje bolsa

unidades / caja interna 250

unidades / caja 500

unidades / pallet 12000

Profundidad de la caja 398 mm

Ancho de la caja 398 mm

Altura de la caja 415 mm

Volumen de la caja 0.0657 cbm

Peso del producto 0.0095 kg

Peso de la caja 5.45 kg

EAN de la caja interna 4038917081085

EAN de la caja 4038917035620

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-06-30

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**