



**Especificaciones del producto**  
**Bolsa Stomacher, (LxAn): 300 x 170 mm, LD-PE,**  
**transparente**

**Página 1**



**Descripción del artículo**

Número de pedido 86.9924.531  
Descripción del artículo Bolsa Stomacher, (LxAn): 300 x 170 mm, material: LD-PE,  
transparente, Laboratorios de pruebas de alimentos

**Características del producto**

Ámbito de aplicación Laboratorios de pruebas de alimentos  
Ejemplo de aplicación Masaje prolongado en una máquina Stomacher®

**Dimensiones**

Ancho del producto 170 mm  
Longitud del producto 300 mm

**Material y colores**

Material del producto Polietileno de baja densidad (LD-PE)  
Color del producto transparente

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**



### **Pureza y certificación**

Libre de látex	sí
Apirógeno	no
Ficha de seguridad	no

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	500
unidades / pallet	80000
Profundidad de la caja	458 mm
Ancho de la caja	238 mm
Altura de la caja	373 mm
Volumen de la caja	0.0408 cbm
Peso de la caja	9.3 kg
EAN de la caja interna	4038917155380
EAN de la caja	4038917398442

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

