



## Descripción del artículo

Número de pedido 90.183.100  
Descripción del artículo Soporte de tubos, SC 2700, para centrífuga SC 2700

## Características del producto

Indicado para centrífuga SC 2700

## Dimensiones

Diámetro 18.4 mm  
Ancho del producto 23 mm  
Altura del producto 83.5 mm  
Longitud del producto 23 mm

## Material y colores

Color del producto negra

## Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Con lotes no

## Presentación

Pedido mínimo 2  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 2  
unidades / caja 50  
unidades / pallet 16200  
Profundidad de la caja 268 mm  
Ancho de la caja 191 mm  
Altura de la caja 100 mm  
Volumen de la caja 0.0051 cbm  
Peso del producto 0.021 kg  
Peso de la caja 1.2 kg  
EAN de la caja interna 4038917909143  
EAN de la caja 4038917909150

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

