



Especificaciones del producto
Centrífuga, SMC 6 V, tensión de alimentación: 115 V, rotor oscilante 6 veces

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 90.184.401
Descripción del artículo Centrífuga, SMC 6 V, tensión de alimentación: 115 V, incl. rotor oscilante 6 veces y soporte de tubos 1 vez para tubos hasta 100 mm de longitud, para separación de suero/plasma del coágulo, rotor oscilante 6 veces

Características del producto

Versión rotor oscilante 6 veces
Indicado para separación de suero/plasma del coágulo
Número de posiciones 6
Voltage 115 V

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD
Con lotes no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Presentación

Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	36
Peso del producto	5.7995 kg
Peso de la caja	5.8 kg
EAN de la caja interna	4038917534420
EAN de la caja	4038917534413

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

