



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.1840.001
Descripción del artículo	Cubreobjetos, para células adherentes, Ø: 22 mm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 25 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Indicado para	placas de 6 pocillos
Tipo de célula	células adherentes
Tipo de tratamiento de la superficie	Tratadas para TC
Codificar color	rojo

### **Dimensiones**

Diámetro	22 mm
----------	-------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Material y colores**

Material del producto Politereftalato de etileno (PET), glicol modificado (PET-G)  
Color del producto transparente

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD  
Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico  
Esterilización Irradiación gamma  
Apirógeno sí  
No citotóxico sí  
Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 200  
Tipo de embalaje bolsa  
unidades / caja interna 200  
unidades / caja 2000  
unidades / pallet 72000  
Profundidad de la caja 310 mm  
Ancho de la caja 144 mm  
Altura de la caja 335 mm  
Volumen de la caja 0.015 cbm  
Peso del producto 0.0003 kg  
Peso de la caja 1.8 kg  
EAN de la caja interna 4038917134040  
EAN de la caja 4038917025386

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

