



Descripción del artículo

Número de pedido	83.1850
Descripción del artículo	Bomba de membrana, para filtración a presión, para Filtropur LS, 1 unidades/caja

Características del producto

Ámbito de aplicación	para filtración a presión
Indicado para	Filtropur LS

Dimensiones

Ancho del producto	99 mm
Altura del producto	177 mm
Longitud del producto	130 mm

Pureza y certificación

Categoría de producto	Aparato, según directiva de maquinaria o equipo, CE
Certificación CE	Proveedor CE
Con lotes	no

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	caja
unidades / caja interna	1
unidades / caja	1
unidades / pallet	50
Volumen de la caja	0.0157 cbm
Peso del producto	3.159 kg
Peso de la caja	3.51 kg
EAN de la caja interna	4038917087940
EAN de la caja	4038917006101

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

