



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3950
Descripción del artículo	Raspador de células, Hoja de 2 posiciones, tamaño: S, longitud del asa: 24 cm, longitud de la cuchilla: 1,35 cm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Dimensiones

Longitud del producto	24.7 cm
Longitud de la cuchilla	1.35 cm
Longitud de la varilla	24 cm
Ancho de la cuchilla	1.35 cm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	rojo/opaco
Material de la varilla	Poliestireno (PS)
Material de la hoja	Elastómero termoplástico (TPE)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación con electrones
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	100
unidades / pallet	16500
Profundidad de la caja	276 mm
Ancho de la caja	110 mm
Altura de la caja	333 mm
Volumen de la caja	0.0101 cbm
Peso del producto	0.0081 kg
Peso de la caja	1.3 kg
EAN de la caja interna	4038917426633
EAN de la caja	4038917426626

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

