



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 83.3990.175 |
| Descripción del artículo | Tapón de rosca, para frasco para cultivo celular T-175, tapón roscado de 2 posiciones, sin filtro, rojo, TC Tested, 1 unidades/bolsa |

Características del producto

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Tapón | tapón roscado de 2 posiciones |
| Tipo de cierre | tapón de rosca |
| Indicado para | frasco para cultivo celular T-175 |
| Filtro | no |

Material y colores

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Material del producto | Polietileno de alta densidad (HD-PE) |
| Color del producto | rojo |
| Color del cierre | rojo |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Estándar de pureza | TC Tested |
| Esterilización | Irradiación gamma |
| Apirógeno | sí |
| No citotóxico | sí |
| Con lotes | sí |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 100 |
| Tipo de embalaje | bolsa |
| unidades / caja interna | 25 |
| unidades / caja | 100 |
| unidades / pallet | 16800 |
| Profundidad de la caja | 288 mm |
| Ancho de la caja | 218 mm |
| Altura de la caja | 150 mm |
| Volumen de la caja | 0.0094 cbm |
| Peso del producto | 0.0054 kg |
| Peso de la caja | 0.92 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917359986 |
| EAN de la caja | 4038917359979 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

