




Especificaciones del producto
Pipeta serológica, con punta, con algodón, 10 ml,
estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no
citotóxico, 1 unidades/blíster

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1254.001
Descripción del artículo	Pipeta serológica, con punta, con algodón, 10 ml, color de la codificación: naranja, material: PS, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con graduación impresa
Color impresión/etiqueta	naranja/negro
Graduación	sí
Versión	con punta, con algodón
Volumen de trabajo	1 ml - 13 ml
Codificar color	naranja

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-27

Este documento ha sido preparado
por el soporte informático EDP y es
válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Pipeta serológica, con punta, con algodón, 10 ml,
estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no
citotóxico, 1 unidades/blíster

Dimensiones

Volumen nominal	10 ml
Diámetro	10 mm
Longitud del producto	335 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	27000
Profundidad de la caja	420 mm
Ancho de la caja	250 mm
Altura de la caja	290 mm
Volumen de la caja	0.0305 cbm
Peso del producto	0.0104 kg
Peso de la caja	5.74 kg
EAN de la caja interna	4038917127295
EAN de la caja	4038917021128

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

