



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6001.036
Descripción del artículo	miniPERM® , Tapón de rosca, para Módulo de producción miniPERM® , no esterilizable en autoclave, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Indicado para	Módulo de producción miniPERM®
---------------	--------------------------------

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
-----------------------	--------------------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	6
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	6
unidades / caja	90
unidades / pallet	2160
Profundidad de la caja	283 mm
Ancho de la caja	268 mm
Altura de la caja	210 mm
Volumen de la caja	0.0159 cbm
Peso del producto	0.0013 kg
Peso de la caja	0.91 kg
EAN de la caja interna	4038917254724
EAN de la caja	4038917254717

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

