



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 94.6001.061 |
| Descripción del artículo | Dispositivo de giro universal, para 4 biorreactores miniPERM®, no esterilizable en autoclave, 115/230 V, 1 unidades/caja |

Características del producto

| | |
|---------------|---------------------------|
| Indicado para | 4 biorreactores miniPERM® |
|---------------|---------------------------|

Dimensiones

| | |
|-----------------------|-------|
| Ancho del producto | 26 cm |
| Longitud del producto | 46 cm |

Pureza y certificación

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario IVD |
| Con lotes | no |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 1 |
| Tipo de embalaje | caja |
| unidades / caja interna | 1 |
| unidades / caja | 1 |
| unidades / pallet | 30 |
| Profundidad de la caja | 398 mm |
| Ancho de la caja | 358 mm |
| Altura de la caja | 325 mm |
| Volumen de la caja | 0.0463 cbm |
| Peso del producto | 5.861 kg |
| Peso de la caja | 6.3 kg |
| EAN de la caja interna | 4038917254878 |
| EAN de la caja | 4038917254861 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

