



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6077.037
Descripción del artículo	miniPERM® , Tapón de rosca, para Módulo nutriente miniPERM® , no esterilizable en autoclave, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Indicado para	Módulo nutriente miniPERM®
---------------	----------------------------

Material y colores

Material del producto	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
-----------------------	--------------------------------------

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	16
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	16
unidades / caja	64
unidades / pallet	2304
Profundidad de la caja	388 mm
Ancho de la caja	253 mm
Altura de la caja	225 mm
Volumen de la caja	0.0221 cbm
Peso del producto	0.0081 kg
Peso de la caja	1.2 kg
EAN de la caja interna	4038917255776
EAN de la caja	4038917255769

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

