



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6077.136
Descripción del artículo	miniPERM® , Jeringa desechable 2 ml, para Biorreactor miniPERM® , Luer, no esterilizable en autoclave, estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Indicado para	Biorreactor miniPERM®
Conexión	Luer

Dimensiones

Volumen máx.	2 ml
--------------	------

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
-----------------------	--------------------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	Producto sanitario
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Esterilización por gas
Apirógeno	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	100
unidades / caja	100
unidades / pallet	32400
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.003 kg
Peso de la caja	0.42 kg
EAN de la caja interna	4038917255929
EAN de la caja	4038917255912

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

