



Descripción del artículo

Número de pedido	94.6077.137
Descripción del artículo	miniPERM® , Jeringa desechable 50 ml, para Biorreactor miniPERM® , Luer-Lock, no esterilizable en autoclave, estéril, 1 unidades/blíster

Características del producto

Indicado para	Biorreactor miniPERM®
Conexión	Luer-Lock

Dimensiones

Volumen máx.	50 ml
--------------	-------

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
-----------------------	--------------------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Pureza y certificación

Categoría de producto	In vitro-Diagnóstico, CE
Certificación CE	Proveedor CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación con electrones
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	60
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	60
unidades / pallet	3840
Profundidad de la caja	398 mm
Ancho de la caja	298 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0.0255 cbm
Peso del producto	0.0366 kg
Peso de la caja	2.53 kg
EAN de la caja interna	4038917255950
EAN de la caja	4038917255943

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

