



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	65.386.006
Descripción del artículo	Plaquetas de codificación, para tubos CryoPure, azul, 100 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Indicado para	tubos CryoPure

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	azul

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Presentación**

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	3000
unidades / pallet	972000
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0002 kg
Peso de la caja	0.68 kg
EAN de la caja interna	4038917274623
EAN de la caja	4038917274616

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

