



Descripción del artículo

Número de pedido	65.386.992
Descripción del artículo	Plaquetas de codificación, para tubos CryoPure, mix de colores, 100 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Indicado para	tubos CryoPure

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	mix de colores

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Con lotes	sí

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Presentación

Pedido mínimo	2500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	100
unidades / caja	2500
unidades / pallet	810000
Profundidad de la caja	268 mm
Ancho de la caja	191 mm
Altura de la caja	100 mm
Volumen de la caja	0.0051 cbm
Peso del producto	0.0002 kg
Peso de la caja	0.6 kg
EAN de la caja interna	4038917228541
EAN de la caja	4038917228534

Estas son las especificaciones actuales para este producto.
Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su
totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin
notificación previa.

