



Descripción del artículo

Número de pedido	93.856.040
Descripción del artículo	CryoRack 40, material: PP, dimensión modular: 10 x 4, (LxAnxAI): 100 x 210 x 22 mm, para 40 recipientes, adecuada para tubos CryoPure, 1 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación	no
Indicado para	tubos CryoPure
Capacidad de almacenamiento	40
Formato	10 x 4

Dimensiones

Ancho del producto	210 mm
Altura del producto	22 mm
Longitud del producto	100 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Con lotes no

Presentación

Pedido mínimo	1
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	1
unidades / caja	10
unidades / pallet	1650
Profundidad de la caja	228 mm
Ancho de la caja	218 mm
Altura de la caja	155 mm
Volumen de la caja	0.0077 cbm
Peso del producto	0.0679 kg
Peso de la caja	0.9 kg
EAN de la caja interna	4038917122788
EAN de la caja	4038917077293

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

