



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	93.872.425
Descripción del artículo	Caja Cryo, con codificación numérica por ubicación de almacenamiento, para almacenamiento a baja temperatura, material: PC, amarillo, tapa superior encajada con función de ventilación, tapón: transparente, (LxAnxAI): 75 x 75 x 52 mm, dimensión modular: 5 x 5, para 25 recipientes, para tubos CryoPure de 1,2 - 2,0 ml con rosca interior y exterior, 5 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Graduación	no
Tapón	tapa superior encajada con función de ventilación
Tipo de cierre	tapa superior encajada
Versión	con codificación numérica por ubicación de almacenamiento
Indicado para	tubos CryoPure de 1,2 - 2,0 ml con rosca interior y exterior
Capacidad de almacenamiento	25
Formato	5 x 5

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Caja Cryo, 75 x 75 x 52 mm, dimensión modular: 5 x 5, para 25 recipientes**

**Dimensiones**

Ancho del producto	75 mm
Altura del producto	52 mm
Longitud del producto	75 mm

**Material y colores**

Material del producto	Policarbonato (PC)
Color del producto	amarillo
Color del cierre	transparente

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	5
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	20
unidades / pallet	2640
Profundidad de la caja	156 mm
Ancho de la caja	143 mm
Altura de la caja	502 mm
Volumen de la caja	0.0112 cbm
Peso del producto	0.058 kg
Peso de la caja	1.41 kg
EAN de la caja interna	4038917122818
EAN de la caja	4038917420174

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

