




Especificaciones del producto
Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 35 x 10 mm,
superficie: Estándar

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 83.3900
Descripción del artículo Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 35 x 10 mm, material: PS, superficie: Estándar, para células adherentes, color de la codificación: rojo, TC Tested, 10 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre tapa superior encajada
Tipo de célula células adherentes
Forma del fondo Diseño SUREGrip
Superficie crecimiento 9.4 cm²
Volumen de trabajo 3 ml
Tipo de recipiente Placa
Codificar color rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 35 x 10 mm,
superficie: Estándar

Dimensiones

Diámetro	35 mm
Altura del producto	10 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	500
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	322 mm
Ancho de la caja	257 mm
Altura de la caja	245 mm
Volumen de la caja	0.0203 cbm
Peso del producto	0.0038 kg
Peso de la caja	2.59 kg
EAN de la caja interna	4038917337953
EAN de la caja	4038917365789

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

