



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3900.300
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 35 x 10 mm, material: PS, superficie: Cell+, para células exigente adherente, color de la codificación: amarillo, TC Tested, 10 unidades/bolsa

Características del producto

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	células exigente adherente
Forma del fondo	Diseño SUREGrip
Superficie crecimiento	9.4 cm ²
Volumen de trabajo	3 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Diámetro	35 mm
Altura del producto	10 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	500
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	322 mm
Ancho de la caja	257 mm
Altura de la caja	245 mm
Volumen de la caja	0.0203 cbm
Peso del producto	0.0037 kg
Peso de la caja	2.56 kg
EAN de la caja interna	4038917338042
EAN de la caja	4038917365802

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

