



### **Descripción del artículo**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Número de pedido         | 83.3901.300   |
| Descripción del artículo | Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 60 x 15 mm, material: PS, superficie: Cell+, para células exigente adherente, color de la codificación: amarillo, TC Tested, 10 unidades/bolsa |

### **Características del producto**

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Tipo de cierre         | tapa superior encajada     |
| Tipo de célula         | células exigente adherente |
| Forma del fondo        | Diseño SUREGrip            |
| Superficie crecimiento | 22.1 cm <sup>2</sup>       |
| Volumen de trabajo     | 5 ml                       |
| Tipo de recipiente     | Placa                      |
| Codificar color        | amarillo                   |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Diámetro            | 60 mm |
| Altura del producto | 15 mm |

### **Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Material de cierre    | Poliestireno (PS) |

### **Pureza y certificación**

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Categoría de producto | no es un producto sanitario   IVD |
| Estándar de pureza    | TC Tested                         |
| Esterilización        | Irradiación gamma                 |
| Apirógeno             | sí                                |
| No citotóxico         | sí                                |
| Con lotes             | sí                                |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 500           |
| Tipo de embalaje        | bolsa         |
| unidades / caja interna | 10            |
| unidades / caja         | 500           |
| unidades / pallet       | 12000         |
| Profundidad de la caja  | 332 mm        |
| Ancho de la caja        | 332 mm        |
| Altura de la caja       | 380 mm        |
| Volumen de la caja      | 0.0419 cbm    |
| Peso del producto       | 0.0079 kg     |
| Peso de la caja         | 5 kg          |
| EAN de la caja interna  | 4038917338165 |
| EAN de la caja          | 4038917338158 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

