



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3902.300
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 100 x 20 mm, material: PS, superficie: Cell+, para células exigente adherente, color de la codificación: amarillo, TC Tested, 10 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	células exigente adherente
Forma del fondo	Diseño SUREGrip
Superficie crecimiento	58.8 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	13 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Placa de cultivo celular de, (ØxAI): 100 x 20 mm,**  
**superficie: Cell+**

**Dimensiones**

Diámetro	100 mm
Altura del producto	20 mm

**Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	300
unidades / pallet	4200
Profundidad de la caja	505 mm
Ancho de la caja	313 mm
Altura de la caja	460 mm
Volumen de la caja	0.0727 cbm
Peso del producto	0.0192 kg
Peso de la caja	7.48 kg
EAN de la caja interna	4038917338257
EAN de la caja	4038917338240

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

