



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3910.502
Descripción del artículo	Frasco de cultivo celular, T-25, material: PS, superficie: Suspensión, para células de suspensión, color de la codificación: verde, Tapón de filtro, TC Tested, 10 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	Tapón de filtro
Tipo de célula	células de suspensión
Superficie crecimiento	25 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	7 ml - 12,5 ml
Tipo de recipiente	frasco
Codificar color	verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Frasco de cultivo celular, T-25, superficie:**  
**Suspensión, Tapón de filtro**

**Página 2**

**Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	verde

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	10
unidades / caja	300
unidades / pallet	6000
Profundidad de la caja	602 mm
Ancho de la caja	408 mm
Altura de la caja	340 mm
Volumen de la caja	0.0835 cbm
Peso del producto	0.0172 kg
Peso de la caja	7.51 kg
EAN de la caja interna	4038917337809
EAN de la caja	4038917337793

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-19

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**