



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3911.302
Descripción del artículo	Frasco de cultivo celular, T-75, material: PS, superficie: Cell+, para células exigente adherente, color de la codificación: amarillo, Tapón de filtro, TC Tested, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	Tapón de filtro
Tipo de célula	células exigente adherente
Superficie crecimiento	75 cm ²
Volumen de trabajo	21 ml - 55 ml
Tipo de recipiente	frasco
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	100
unidades / pallet	1600
Profundidad de la caja	445 mm
Ancho de la caja	402 mm
Altura de la caja	435 mm
Volumen de la caja	0.0778 cbm
Peso del producto	0.0461 kg
Peso de la caja	6.54 kg
EAN de la caja interna	4038917337502
EAN de la caja	4038917366076

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

