



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3912.002
Descripción del artículo	Frasco de cultivo celular, T-175, material: PS, superficie: Estándar, para células adherentes, color de la codificación: rojo, Tapón de filtro, TC Tested, 5 unidades/bolsa

### **Características del producto**

Tapón	Tapón de filtro
Tipo de célula	células adherentes
Superficie crecimiento	175 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	50 ml - 125 ml
Tipo de recipiente	frasco
Codificar color	rojo

### **Material y colores**

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

### **Presentación**

Pedido mínimo	40
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	40
unidades / pallet	960
Profundidad de la caja	522 mm
Ancho de la caja	267 mm
Altura de la caja	450 mm
Volumen de la caja	0.0627 cbm
Peso del producto	0.1057 kg
Peso de la caja	5.62 kg
EAN de la caja interna	4038917337748
EAN de la caja	4038917337731

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

