



Especificaciones del producto
**Frasco de cultivo celular, T-175, superficie: Cell+,
tapón roscado de 2 posiciones**

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3912.300
Descripción del artículo	Frasco de cultivo celular, T-175, material: PS, superficie: Cell+, para células exigente adherente, color de la codificación: amarillo, tapón roscado de 2 posiciones, TC Tested, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Tapón	tapón roscado de 2 posiciones
Tipo de célula	células exigente adherente
Superficie crecimiento	175 cm ²
Volumen de trabajo	50 ml - 125 ml
Tipo de recipiente	frasco
Codificar color	amarillo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-01

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	amarillo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	40
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	40
unidades / pallet	960
Profundidad de la caja	522 mm
Ancho de la caja	267 mm
Altura de la caja	450 mm
Volumen de la caja	0.0627 cbm
Peso del producto	0.1004 kg
Peso de la caja	5.56 kg
EAN de la caja interna	4038917337533
EAN de la caja	4038917337526

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

