



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3921.500
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular, 12 pocillo, material: PS, superficie: Suspensión, para células de suspensión, color de la codificación: verde, fondo plano, TC Tested, 1 unidades/blíster

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	células de suspensión
Forma del fondo	fondo plano
Número de pocillos	12
Superficie crecimiento	3.65 cm ²
Volumen de trabajo	2 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	verde

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Placa de cultivo celular, 12 pocillo, superficie:
Suspensión, fondo plano

Dimensiones

Volumen máx.	6.64 ml
Ancho del producto	85.2 mm
Altura del producto	22.5 mm
Longitud del producto	127.8 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	50
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	2400
Profundidad de la caja	332 mm
Ancho de la caja	297 mm
Altura de la caja	275 mm
Volumen de la caja	0.0271 cbm
Peso del producto	0.0501 kg
Peso de la caja	3.25 kg
EAN de la caja interna	4038917338493
EAN de la caja	4038917338486

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

