



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3924.005
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular, 96 pocillo, material: PS, superficie: Estándar, para células adherentes, color de la codificación: rojo, fondo plano, TC Tested, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	con etiqueta de plástico
Tipo de cierre	tapa superior encajada
Tipo de célula	células adherentes
Forma del fondo	fondo plano
Número de pocillos	96
Superficie crecimiento	0.29 cm ²
Volumen de trabajo	0,2 ml
Tipo de recipiente	Placa
Codificar color	rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Dimensiones

Volumen máx.	0.39 ml
Ancho del producto	85.2 mm
Altura del producto	16.55 mm
Longitud del producto	127.8 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	TC Tested
Esterilización	Irradiación gamma
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	100
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	100
unidades / pallet	2400
Profundidad de la caja	567 mm
Ancho de la caja	372 mm
Altura de la caja	280 mm
Volumen de la caja	0.0591 cbm
Peso del producto	0.0568 kg
Peso de la caja	8.17 kg
EAN de la caja interna	4038917360258
EAN de la caja	4038917360241

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

