



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3930.040
Descripción del artículo	Inserto TC, para placas de 6 pocillos, membrana: PET, translúcido, tamaño de poro: 0,4 µm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Indicado para	placas de 6 pocillos
Forma del fondo	fondo plano
Superficie crecimiento	4.5 cm ²
Volumen de trabajo	1 ml - 4 ml
Tipo de recipiente	Inserto TC
Tamaño de poro	0,4

Dimensiones

Altura del producto	16.38 mm
---------------------	----------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Material y colores

Material de la membrana	Polietileno tereftalato (PET)
Material del marco	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	X-Ray
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	24
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	24
unidades / caja	720
unidades / pallet	11520
Profundidad caja interior	196 mm
Ancho de la caja interior	104 mm
Altura de la caja interior	131 mm
Profundidad de la caja	410 mm
Ancho de la caja	435 mm
Altura de la caja	550 mm
Volumen de la caja	0.0981 cbm
Peso del producto	0.0051 kg
Peso de la caja	6.46 kg
EAN de la caja interna	4038917370837
EAN de la caja	4038917370820

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

