



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3931.300
Descripción del artículo	Inserto TC, para placas de 12 pocillos, membrana: PET, translúcido, tamaño de poro: 3 μ m, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

Características del producto

Indicado para	placas de 12 pocillos
Forma del fondo	fondo plano
Superficie crecimiento	1.1 cm ²
Volumen de trabajo	0,2 ml - 0,8 ml
Tipo de recipiente	Inserto TC
Tamaño de poro	3

Dimensiones

Altura del producto	16.38 mm
---------------------	----------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





Especificaciones del producto
Inserto TC, para placas de 12 pocillos, PET,
translúcido, tamaño de poro: 3 µm

Material y colores

Material de la membrana	Polietileno tereftalato (PET)
Material del marco	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	X-Ray
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	48
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	48
unidades / caja	1440
unidades / pallet	23040
Profundidad caja interior	196 mm
Ancho de la caja interior	104 mm
Altura de la caja interior	131 mm
Profundidad de la caja	410 mm
Ancho de la caja	435 mm
Altura de la caja	550 mm
Volumen de la caja	0.0981 cbm
Peso del producto	0.0037 kg
Peso de la caja	8.56 kg
EAN de la caja interna	4038917371223
EAN de la caja	4038917371216

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

