



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3932.041
Descripción del artículo	Inserto TC, para placas de 24 pocillos, membrana: PET, transparente, tamaño de poro: 0,4 $\mu\text{m}$ , estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

### **Características del producto**

Indicado para	placas de 24 pocillos
Forma del fondo	fondo plano
Superficie crecimiento	0.3 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	0,1 ml - 0,4 ml
Tipo de recipiente	Inserto TC
Tamaño de poro	0,4

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





### **Dimensiones**

Altura del producto 16.32 mm

### **Material y colores**

Material de la membrana Polietileno tereftalato (PET)

Material del marco Poliestireno (PS)

### **Pureza y certificación**

Categoría de producto no es un producto sanitario | IVD

Estándar de pureza estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico

Esterilización X-Ray

Apirógeno sí

No citotóxico sí

Con lotes sí

### **Presentación**

Pedido mínimo 48

Tipo de embalaje blíster

unidades / caja interna 48

unidades / caja 1440

unidades / pallet 23040

Profundidad caja interior 196 mm

Ancho de la caja interior 104 mm

Altura de la caja interior 131 mm

Profundidad de la caja 410 mm

Ancho de la caja 435 mm

Altura de la caja 550 mm

Volumen de la caja 0.0981 cbm

Peso del producto 0.0032 kg

Peso de la caja 7.87 kg

EAN de la caja interna 4038917371346

EAN de la caja 4038917371339

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

