



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	83.3932.101
Descripción del artículo	Inserto TC, para placas de 24 pocillos, membrana: PET, transparente, tamaño de poro: 1 µm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 unidades/blíster

### **Características del producto**

Indicado para	placas de 24 pocillos
Forma del fondo	fondo plano
Superficie crecimiento	0.3 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	0,1 ml - 0,4 ml
Tipo de recipiente	Inserto TC
Tamaño de poro	1

### **Dimensiones**

Altura del producto	16.32 mm
---------------------	----------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.





**Especificaciones del producto**  
**Inserto TC, para placas de 24 pocillos, PET,**  
**transparente, tamaño de poro: 1 µm**

**Página 2**

**Material y colores**

Material de la membrana	Polietileno tereftalato (PET)
Material del marco	Poliestireno (PS)

**Pureza y certificación**

Categoría de producto	no es un producto sanitario   IVD
Estándar de pureza	estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico
Esterilización	X-Ray
Apirógeno	sí
No citotóxico	sí
Con lotes	sí

**Presentación**

Pedido mínimo	48
Tipo de embalaje	blíster
unidades / caja interna	48
unidades / caja	1440
unidades / pallet	23040
Profundidad caja interior	196 mm
Ancho de la caja interior	104 mm
Altura de la caja interior	131 mm
Profundidad de la caja	410 mm
Ancho de la caja	435 mm
Altura de la caja	550 mm
Volumen de la caja	0.0981 cbm
Peso del producto	0.0032 kg
Peso de la caja	7.87 kg
EAN de la caja interna	4038917371377
EAN de la caja	4038917371360

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:  
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



**SARSTEDT**