



Especificaciones del producto
Tubo de cultivo celular, (LxØ): 97 x 16 mm, fondo cónico con faldón, Tratadas para TC

Página 1



Descripción del artículo

Número de pedido 83.9923.929
Descripción del artículo Tubo de cultivo celular, 10 ml, (LxØ): 97 x 16 mm, fondo cónico con faldón, PS, Tratadas para TC, para Cultivos en suspensión o monocapa, estéril, 5 unidades/bolsa

Características del producto

Graduación no
Tapón tapón de rosca estándar
Tipo de célula Cultivos en suspensión o monocapa
Forma del fondo fondo cónico con faldón
Volumen de trabajo 10 ml
Tipo de recipiente Tubo
Tipo de tratamiento de la superficie Tratadas para TC
Codificar color rojo

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Fecha de emisión:
2024-07-18

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.



SARSTEDT



Especificaciones del producto
Tubo de cultivo celular, (LxØ): 97 x 16 mm, fondo cónico con faldón, Tratadas para TC

Dimensiones

Diámetro	16 mm
Longitud del producto	97 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material de cierre	Polietileno (PE)
Color del cierre	rojo

Pureza y certificación

Categoría de producto	no es un producto sanitario IVD
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	Irradiación gamma
Con lotes	sí

Presentación

Pedido mínimo	1000
Tipo de embalaje	bolsa
unidades / caja interna	5
unidades / caja	1000
unidades / pallet	20000
Profundidad de la caja	428 mm
Ancho de la caja	438 mm
Altura de la caja	372 mm
Volumen de la caja	0.0697 cbm
Peso del producto	0.0084 kg
Peso de la caja	9.2 kg
EAN de la caja interna	4038917154611
EAN de la caja	4038917027878

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

